

DERMA GRAN®

Línea completa para el cuidado de heridas basada en el balance de la humedad, la nutrición tópica, la tecnología de zinc de enlace iónico y el pH balanceado que le provee un mejor resultado.



DERMAGRAN - B® Ungüento hidrofílico

CARACTERÍSTICAS:

- Dermagran® hidrofílico se pueden utilizar como cubierta primaria o como relleno en heridas crónicas y agudas. Disponible en dos presentaciones –grasa impregnada y tubo-.

INDICACIONES:

El Dermagran-B® se utiliza en lesiones de espesor parcial:

- Heridas en fase de cicatrización por segunda intención.
- Quemaduras 1°, 2° y 3° grado.
- Lesiones por presión.
- Pañalitis ulcerativa.

PRESENTACIÓN:

- Dermagran-B tubo de 85g.

DERMAGRAN® Gasa

INDICACIONES:

El Dermagran® Gasa se utiliza en lesiones de espesor total:

- Heridas profundas o cavitadas.
- Lesiones estadio III y IV.
- Tejido necrótico.
- Quemaduras 2° y 3° grado.

PRESENTACIÓN:

- Dermagran Gasa 10cm x 10cm .

Distribuido por:

Nutricare
Salud integral

Victus